



M+W Marque Maison – Qualité – Prix au TOP!

Pour votre cabinet dentaire

2018/2019



211.-



Superlite Color Pen

Voir page 27.

M+W select Big-Etch

Gel décapant à base d'acide phosphorique d'une teneur de 36 %, avec une viscosité thixotropique optimale. Couleur verte. Le Big-Etch M+W sert pour le mordantage de l'émail et de la dentine. Il peut être facilement transvasé dans un autre récipient et appliqué en toute sécurité, il ne se dessèche pas.

M+W Big-Etch:
• Seringue de 50 ml
• 10 seringues d'appliqueur
• 50 canules d'appliqueur
Réf. 100 100
1 emb. CHF 74.00

74.-



M+W select Appli-Etch

Gel de mordantage à base d'acide orthophosphorique de 36 %, pour le mordantage de l'émail ou de la dentine de viscoélasticité thixotropique optimale. Couleur: verte. Seringues d'application en emb. de réserve pratique.

M+W Appli-Etch:
• 9 seringues
d'application de 1,4 ml
• 25 tips d'application
Réf. 100 101
1 emb. CHF 40.50

40.50



M+W select Gel de mordantage 2

Acide orthophosphorique 36 %, thixotropique, pour le mordantage de l'émail ou de la dentine. Couleur: bleue. Disponible en deux versions.

M+W Gel de mordantage 2:
• Seringue 2 ml
• 3 canules (pliables)
Réf. 000 178
1 emb. CHF 8.45

8.45



M+W select Canules d'application

Canules d'application pour une application très précise du gel de mordantage. Pour seringues Luer et Luer Lock.

droit, transparent,
Lumen Ø 0,4 mm, 50 pcs.
Réf. 000 179
1 emb. CHF 13.50

courbé, 45°, bleu-transparent
longueur 10 mm,
lumen Ø 0,7 mm, 25 pcs.
Réf. 100 102
1 emb. CHF 10.50

courbé, 45°, noir, longueur 10 mm,
lumen Ø 0,5 mm, 100 pcs.
Réf. 098 103
1 emb. CHF 30.50

à partir de 10.50



M+W select Permaplast LH Flow

Composite hybride fluide, photopolymérisable, radioopaque. Teneur en charge PM 55 %, Vol 36 %, disponible en couleurs VITA. Indications: scellement des fissures et scellement de fissures élargie au niveau des molaires, prémolaires. Fonds de cavité, obturations de classes I et III selon Black. Correction des défauts d'émail, reconstitutions des dépouilles, correction de la forme ou de la teinte au niveau de l'émail.

Couleur	Seringue de 2 g, 10 canules d'application
A1	Réf. 100 105
A2	Réf. 100 106
A3	Réf. 100 107
B3	Réf. 100 108
par emb.	CHF 20.90

20.90



M+W select Permaplast Viscous Flow

Composite hybride hautement visqueux et fluide avec des obturateur nano-charge optimisé. Photopolymérisable, hautement radio-opaques, contenu charge: 77 % du poids. Excellentes propriétés physiques, fluide, mais robuste, idéale pour les obturations avec parois et obturations cervicales. Haute résistance à l'abrasion, très bien polissable. Indications: Cavités de la classe I, II, III et V, restaurations des dents de lait et stabilisation de cavités sensible et mini-invasive, réparation de restauration en composite défectueuse, scellement de fissure, fonds de cavité, obturation minimale invasive.

Couleur	Seringue de 2 g, 10 canules d'application
A1	Réf. 100 165
A2	Réf. 100 166
A3	Réf. 100 167
B3	Réf. 100 168
par emb.	CHF 20.90

20.90



M+W select MicroTips

Pointes d'appliqueurs miniatures (floquées), qualité extra, avec support pour Microtip (manche en plastique non stérilisable) pour l'application très précise de liquides et de gels (laques, liners, produits de mordantage, adhésifs).

Couleur/ taille	Recharges: 100 pcs.
rouge	Réf. 098 114
vert	Réf. 098 115
jaune	Réf. 098 116
bleu	Réf. 098 117
par emb.	CHF 6.30

Kit:
4 unités de 100 MicroTips dans les teintes rouge, vert, jaune, bleu et 2 supports pour MicroTips
Réf. 098 118
1 kit CHF 27.50

Kit support:
1 support pour MicroTip blanc et 1 rouge
Réf. 098 119
1 kit CHF 2.65

à partir de 2.65



M+W select Universal Tips

Mini applicateur pliable, floqué, pour appliquer des liquides et des gels. Longueur environ 10 cm. Emballé dans une boîte ronde pratique, pour un prélèvement hygiénique.

Couleur/taille	100 pcs.
bleu (regular)	Réf. 500 507
jaune (fine)	Réf. 500 508
bleu clair (x-fine)	Réf. 500 510
par emb.	CHF 8.00
à partir de 5 emb. de la même couleur, par emb.	CHF 7.50

à partir de 7.50



M+W select Embouts de pinceau / Porte-pinceau

Couleur	Embouts de pinceau, 50 pces.	Porte-pinceau Réf. 098 112
blanc	Réf. 098 111	1 pce. CHF 1.60
rouge	Réf. 098 110	
par emb.	CHF 6.20	



6.20

1.60

M+W select Algicit Dimension

Alginate éprouvé sans poussière, stabilité dimensionnelle jusqu'à 100 heures, au goût de menthe. Durabilité jusqu'à 5 ans dès la date de fabrication. Livrable en 3 variantes.

Genre de prise:
Temps de malaxage:
Préparation jusqu'à la prise d'empreinte:
Prise en bouche:
Prise totale:
Couleur:

M+W Algicit Dimension:
normal
env. 45 sec.

1 min. 50 sec.
env. 30 sec.
2 min. 20 sec.
bleu

M+W Algicit quick Dimension:
prise rapide
env. 45 sec.

1 min. 30 sec.
env. 30 sec.
2 Min.
bleu

M+W Algicit color Dimension:
normal
env. 45 sec.

1 min. 50 sec.
env. 30 sec.
2 min. 20 sec.
lila à rose allant au blanc

Mesures:
1 pour l'alginate,
1 pour l'eau
Réf. 400 273
1 pce. CHF 0.85

M+W Algicit	20 sachets de 500 g	500 g
Dimension	Réf. 400 270	Réf. 400 271
quick Dimension	Réf. 400 274	Réf. 400 275
color Dimension	Réf. 400 276	Réf. 400 277
par emb.	CHF 159.00	CHF 8.90



à partir de
8.90

M+W select Algicit Adhésif

Adhésif pour alginates.
15 ml
Réf. 200 281
1 emb. CHF 9.00



9.-

M+W select Algicit Dimension Ortho

Alginat spécialement pour les besoins de traitement orthodontique. Elasticité élevée et résistance à la déchirure pour les empreintes par dessus des multibandes. Très bonne extraction même lors de dentition difficile. Malaxage sans poussière et sans bulles d'air, stabilité dimensionnelle jusqu'à 100 heures. Goût de menthe agréable. Genre de prise: prise rapide. Temps de malaxage: 45 sec. Préparation jusqu'à la prise d'empreinte: 1 min. 45 sec. Prise en bouche: env. 30 sec. Couleur: lila - rose - vert.

Coffret bulk:
20 sachets de 500 g
Réf. 400 280
1 emb. CHF 137.90
Sachet: 500 g
Réf. 400 281
1 pce. CHF 7.70



à partir de
7.70

M+W select Durcisseur pâte Sioplast C

Sans DBTL, 60 ml
Réf. 153 223
1 tube CHF 13.75

13.75



M+W select Silicone adhésif

Adhésif pour silicone A et C.
15 ml
Réf. 200 280
1 emb. CHF 9.25

9.25



M+W select Sioplast A/- AS

Matériau d'empreinte de précision élastomère à base de polyvinylsiloxane en réticulation additionnelle (A-silicone) à qualité supérieure et à prix avantageux.

Sioplast A:
matériau d'empreinte préliminaire malaxable à la main, goût d'oranges, livrable en doses et en cartouches pour appareils de malaxage 5:1.

Sioplast AS light:
fluide, pour d'empreinte de correction, technique double/sandwich, goût de menthe, en système de cartouche de sécurité.

Sioplast AS medium:
fluide moyen, pour d'empreinte de correction et fixation, goût de menthe, en système de cartouche de sécurité.

Sioplast A:
450 ml pâte de base + 450 ml de catalyseur, 2 cuillères:
putty
Réf. 153 220 1 emb. CHF 65.00
putty soft
Réf. 153 221 1 emb. CHF 65.00

M+W Intraoral-Tips, 100 Stück:
transparent
Réf. 000 285 1 emb. CHF 24.95
jaune
Réf. 237 224 1 emb. CHF 24.95

Sioplast AS:
2 x 50 ml cartouches,
12 embouts mélangeurs:
light - prise normale,
embouts mélangeurs jaune
Réf. 153 225 1 emb. CHF 36.90
light - prise rapide,
embouts mélangeurs jaune
Réf. 153 226 1 emb. CHF 36.90
medium - prise normale,
embouts mélangeurs vert
Réf. 153 227 1 emb. CHF 36.90

65.-



36.90

24.95

M+W select Sioplast BS

Silicone A. Matériau d'enregistrement de mordu à réticulation par addition, à prise rapide, à base de siloxane de polyvinyle en système de cartouches de sécurité. Grande dureté finale. Goût frais de pommes.

2 cartouches de 50 ml,
12 canules de mélange vert
Réf. 153 229
1 emb. CHF 41.30

41.30



Goût frais de pommes

M+W select Canule de mélange

Couleur/taille	50 pces.
1. 1:1/2:1, jaune	Réf. 000 287
2. 1:1/2:1, vert	Réf. 000 288
3. 1:1/2:1, rose	Réf. 000 280
4. 1:1/2:1, bleu	Réf. 000 282
5. 1:1/2:1, blanc	Réf. 000 283
par emb.	CHF 29.60
6. 4:1/10:1, bleu	Réf. 000 289
par emb.	CHF 36.50



à partir de
29.60

Fermeture	Pour l'utilisation avec	Fabricant	Produit
1. jaune 1:1/2		collène/whaledent	AFFINIS 50 light body, regular body, Magic Foam Cord
		DENTSPLY	Aquasil Ultra light LV, -XLV
		3M	Dimension Garant L, - Quick, Imprint II Garant Light Body, - Regular Body, Express
		Kulzer	Flexitime Correct Flow, Provil novo Light C.D. 2, - Medium C.D. 2
		ivoclar vivadent	Virtual Light, - Extra Light
		Kettenbach	Panasil contact plus, - initial contact, Futar Scan
		M+W	Sioplast AS light
		omicron	Betasil vario light
2. vert 1:1/2:1		collène/whaledent	AFFINIS 50 Heavy body
		DENTSPLY	Aquasil Ultra Monophase RS, - Heavy Body RS
		3M	glassbite, greenbite apple, - colour
		DREVE	Imprint Bite, Imprint II Garant Monophase, - Heavy
		omicron	REGOFIX
			Betasil vario medium
		Kulzer	Flexitime Monophase, Flexitime Heavy Tray, Memosil 2, Memoreg 2, P2 light, Provil novo Mono C.D. 2
		ivoclar vivadent	Virtual Monophase, - Heavy
		Kettenbach	Futar, - D, - retard, Monopren transfer, Micropren soft, Panasil contact two in one
		M+W	Sioplast BS, - x-hard, Sioplast AS medium
		Voco	Registrado X-Tra
3. rose 1:1/2:1		collène/whaledent	Jet Blue Bite
		DETAX	Detaseal quick Automix 2, Detaseal bite, onetime perfect, mollosil plus Automix 2
		DREVE	StoneBite, - scan
		VOCO	Ufi Gel SC, - hard C
4. bleu 1:1/2:1		DETAX	tempofit regular
		VOCO	Structur Premium, - 2 SC
5. blanc 1:1/2:1		3M	Impregum Garant L DuoSoft, Permadyne Garant 2:1
6. bleu 4:1/10:1		3M	Protemp 4 Garant
		DMG	Luxatemp Fluorescence
		ivoclar vivadent	Telio CS C&B
		Kettenbach	Visalys Temp
		M+W	Pontiform automix

M+W select Sioplast BS X-dur

Silicone A. Matériau d'enregistrement d'occlusion, à réticulation par addition, à base de siloxane de polyvinyle en système de cartouches de sécurité. À prise rapide avec dureté finale extrême. Goût de baies de bois.

2 cartouches de sécurité de 50 ml, 12 canules de mélange (vertes)
Réf. 153 230
1 emb. CHF 43.30

43.30



Goût de baies de bois

M+W select Rim-Lock porte-empreinte perforé

Acier inoxydable (18/8) avec manche et rebords intérieurs soudés. Compatible avec tous les systèmes de stérilisation.

Jeu de 8 pces.:
1 porte-empreinte de chacune des tailles haut et bas
Réf. 022 650
1 jeu CHF 77.00

Jeu

77.-

Forme	Réf.
haut S petit, PS 3	022 651
haut S petit, PS 3	022 652
haut L grand, PS 5	022 653
haut XL extra grand, PS 6	022 654
bas S petit, PI 3	022 655
bas M moyen, PI 4	022 656
bas L grand, PI 5	022 657
bas XL extra grand, PI 6	022 658
partiel gauche, moyen	022 680
partiel droit, moyen	022 681
par pce.	CHF 9.65



9.65

M+W select Spray de refroidissement

Arôme menthe, ne contient pas de HCFC, mélange butane – propane (inflammable!) température de sortie -50 °C.

200 ml
Réf. 000 093
1 boîte CHF 6.30

6.30



M+W select Seringue d'aspiration

Seringue d'aspiration perfectionnée pour une aspiration fiable. Utilisable avec tous les ampoules cylindriques (1,8 ml) et canules d'injection pour les seringues à l'ampoule cylindrique.

M+W Seringue d'aspiration
Réf. 000 305
1 pce. CHF 39.50



39.50

M+W select Housses de protection OPG

Gaines fines en polyéthylène pour la protection hygiénique des pièces de mordue et segments d'appui pour OPG. Appropriées pour tous les systèmes OPG. Boîte de 500 pces.

pour pièces à mordre 4,5 x 2 cm

Réf. 100 410
1 emb. CHF 48.70

pour segments d'appui 8,5 x 4 cm

Réf. 100 411
1 emb. CHF 48.70



48.⁷⁰

M+W select Protection pour capteurs

Protection efficace des capteurs contre l'incidence et la contamination. Avec languettes autocollantes. Boîte de 250 sachets de protection.

Taille 0, pour capteurs
22 x 35 mm

Réf. 100 415
1 emb. CHF 24.90

Taille 2, pour capteurs
31 x 41 mm

Réf. 100 416
1 emb. CHF 24.90

Taille 3, pour capteurs
27 x 54 mm

Réf. 100 417
1 emb. CHF 24.90



24.⁹⁰

M+W select X-Ray One

Produit Chimique de radiographie entier pour toutes les développeuses automatiques de films radiographiques (p. ex. Philips Rollomaten 810 et 820, DÜRR AC 245, XR 24, XR 24 Pro, XR 24 Nova, XR 25). N'est pas approprié pour le Periomat. Plus d'erreur d'application, grâce à l'utilisation d'une seule bouteille de révélateur et une seule bouteille de fixateur. Tester avec tous les films radiographiques usuels!

pour 2 x 5 litres de révélateur
et 2 x 5 litres de fixateur
(2 composés)
Réf. 000 415
1 emb. CHF 51.95

51.⁹⁵



M+W select Produits chimiques pour radio

Kit de produits chimiques pour radiographie de grande robustesse, longue durabilité et haute protection à l'oxydation. Convient pour toutes les machines de développement de films (par exemple automatiques DÜRR AC 245/XR 24, Gendex, Siemens). Ne convient pas pour Periomat (voir à ce sujet Réf. 013 405 ou 001 422) et Velopex-Intra (voir à ce sujet Réf. 098 434 et 098 435).

Kit économique:
Pour 2 x 5 litres de révélateur et 2 x 5 litres de fixateur
Réf. 000 411
1 emb. CHF 51.95

Recharge:
Révélateur pour 4 x 5 litres
Réf. 000 412
1 emb. CHF 61.95
Fixateur pour 4 x 5 litres
Réf. 000 413
1 emb. CHF 44.95

Kit économique
51.⁹⁵



M+W select Aiguilles stériles

Pour tous les seringues à aspiration, à usage unique. Nouveau: les bords biseautés pour ponction sans douleurs.

Taille/couleur	Boîte de 100 unités
G 25 long = 0,5 x 42 mm, rouge	Réf. 200 580
G 25 court = 0,5 x 25 mm, rouge	Réf. 200 581
G 27 long = 0,4 x 42 mm, jaune	Réf. 200 582
G 27 court = 0,4 x 25 mm, jaune	Réf. 200 583
Pour anesthésie intraligamentaire:	
G 30 court = 0,3 x 25 mm, vert	Réf. 200 584
G 30 x-court = 0,3 x 13 mm, vert	Réf. 200 585
par emb.	CHF 9.90



9.⁹⁰

M+W select Canules de rinçage Endo

Canules de rinçage pour les seringues Luer et Leur Lock. Épointée et flexible. Stérile.

Boîte de 100 unités:
3 mm, Ø 0,3 mm, jaune
Réf. 059 506
1 emb. CHF 13.20

23 mm, Ø 0,4 mm, gris
Réf. 059 507
1 emb. CHF 11.80

38 mm, Ø 0,5 mm, orange
Réf. 059 508
1 emb. CHF 10.30

à partir de
10.³⁰



M+W select Pompe à salive à usage unique /-color

Pompe à salive à usage unique flexible avec un bouchon démontable. Le petit bouchon avec les bords arrondis permet d'utiliser cette pompe à salive également avec une muqueuse irritée. Le fil intégré permet flexibilité et adaptation pour toute forme souhaitée. Première qualité, ne contient pas de plastifiants toxiques. Longueur 12,5 cm.

M+W Pompe à salive à usage unique

Couleur	Boîte de 100 unités
transparent	Réf. 059 501
blanc	Réf. 059 500
par emb.	CHF 3.95
à partir de 10 emb. de la même couleur, par emb.	CHF 3.80

M+W Pompe à salive à usage unique color

Couleur	Boîte de 1'000 unités
bleu	Réf. 059 502
vert	Réf. 059 503
rouge	Réf. 059 504
jaune	Réf. 059 505
orange	Réf. 059 509
par emb.	CHF 34.10
à partir de 2 emb. de la même couleur par emb.	CHF 32.90



à partir de
3.⁸⁰



à partir de
32.⁹⁰

Gobelet de rinçage buccal

Polystyrol, blanc, 180 ml. Hauteur 8,3 cm, Ø supérieur 7 cm, Ø inférieur 4,7 cm.

67.⁹⁰



blanc bleu cobalt bleu capri bleu clair



mint vert foncé vert frais jaune



orange rouge fuchsia rose vif lilas

Couleur	Carton 3'000 pces.
blanc	Ref. 000 500
bleu cobalt	Ref. 200 590
bleu capri	Ref. 300 588
bleu clair	Ref. 400 557
mint	Ref. 400 558
vert foncé	Ref. 400 556
vert frais	Ref. 200 591
jaune	Ref. 200 592
orange	Ref. 200 593
rouge	Ref. 200 594
fuchsia	Ref. 400 555
rose vif	Ref. 400 559
lilas	Ref. 200 595
assortie*	Ref. 200 596
par emb.	CHF 67.90

* 6 couleurs (bleu cobalt, vert frais, jaune, orange rouge, lilas)

Filter à usage unique

Filter à usage unique pour la séparation automatique et installations sélectives. Le filter est complètement en résine avec un très bon effet de filtrage. Universel pour installations d'aspiration.

jaune, 12 pces.
Ref. 100 562
1 emb. CHF 22.50
à partir de 3 emb.,
par emb. CHF 21.00



à partir de 21.-

M+W Dental haut en couleur!



Plus d'informations sur les pompes à salive à la page 9



Plus d'informations sur les gobelets de rinçage à la page 10



Plus d'informations sur les gants aux pages 10, 12 et 13



Plus d'informations sur les masques buccales à la page 13



Plus d'informations sur les serviettes patients à la page 14



Plus d'informations sur les pochettes têtes à la page 14



Plus d'informations sur les garnitures Norm tray à la page 14



Plus d'informations sur les protections tablette à la page 15

ColorGloves

Gant en latex sans poudre, avec surface microrugueuse et bord roulé. Très bon toucher et élasticité élevée. AQL 1.5, EN 455. Boîte de 100 pièces.

Échantillon par 1 pièce:

- Taille XS fuchsia
- Taille XS rose
- Taille S lilas
- Taille S vert menthe
- Taille M vert clair
- Taille M orange
- Taille L bleu cobalt

Ref. 500 585

1 emb. **gratuit**

à partir de 7.⁹⁰

Couleur	Taille XS	Taille S	Taille M	Taille L
bleu cobalt	Ref. 500 560	Ref. 500 561	Ref. 500 562	Ref. 500 563
vert clair	Ref. 500 564	Ref. 500 565	Ref. 500 566	Ref. 500 567
rose	Ref. 500 568	Ref. 500 569	Ref. 500 570	-
fuchsia	Ref. 500 571	Ref. 500 572	Ref. 500 573	-
lilas	Ref. 500 574	Ref. 500 575	Ref. 500 576	-
vert menthe	Ref. 500 577	Ref. 500 578	Ref. 500 579	Ref. 500 580
orange	Ref. 500 581	Ref. 500 582	Ref. 500 583	Ref. 500 584
par emb.	CHF 8.90	CHF 8.90	CHF 8.90	CHF 8.90
à partir de 10 emb. de la même couleur/taille, par emb.	CHF 8.50	CHF 8.50	CHF 8.50	CHF 8.50
à partir de 20 emb. de la même couleur/taille, par emb.	CHF 7.90	CHF 7.90	CHF 7.90	CHF 7.90



Trouvez tous les produits sur:
www.mwdental.ch

M+W select Premium gants en latex

Non stérile, sans poudre, NQA 1,5, hypoallergénique, à microrugosités.

Taille	Boîte de 100 unités
extra-petit	Réf. 100 516
petit	Réf. 100 517
moyen	Réf. 100 518
grand	Réf. 100 519
extra-grand	Réf. 100 520
par emb.	CHF 10.80
à partir de 10 emb. de la même dimension, par emb.	
	CHF 10.30



à partir de
10.30

Veuillez demander des échantillons gratuits!

M+W select Premium gants en nitrile

Gant en nitrile de grande qualité sans poudre. Avec bouts des doigts microrugueux, très bon toucher. Double chloration et multiples lessivages évitent des réactions allergiques et préviennent des irritations de la peau. AQL 1.5, produit selon EN 455.

Taille	Échantillon	Boîte de 100 unités
6-7, petit	300 555	Réf. 200 525
7-8, moyen	300 556	Réf. 200 526
8-9, grand	300 557	Réf. 200 527
9-10, extra-grand	300 558	Réf. 200 528
par emb.		CHF 10.90
à partir de 10 emb. de la même dimension, par emb.		CHF 10.20



à partir de
10.20

M+W select Premium gants latex polymère

Gants en latex sans poudre, non stériles, avec revêtement polymère. NQA 1,5, paume de la main microrugueuse, bon toucher.

Taille	Échantillon	Boîte de 100 unités
5-6, extra-petit	300 540	Réf. 100 505
6-7, petit	300 541	Réf. 100 506
7-8, moyen	300 542	Réf. 100 507
8-9, grand	300 543	Réf. 100 508
par emb.		CHF 9.90
à partir de 10 emb. de la même dimension, par emb.		CHF 9.50



à partir de
9.50

M+W select Gants en nitrile

Gant en nitrile avec bouts des doigts microrugueux. En plusieurs couleurs vives. AQL 1.5, produit selon EN 455. Aussi agréé comme gant de protection p/produits chimiques selon EN 374.



à partir de
9.95

Boîte de 100 pièces					
Couleur	Taille XS	Taille S	Taille M	Taille L	Taille XL
violet	Réf. 400 530	Réf. 400 531	Réf. 400 532	Réf. 400 533	–
rose	Réf. 400 534	Réf. 400 535	Réf. 400 536	Réf. 400 537	–
blanc	Réf. 600 501	Réf. 600 502	Réf. 600 503	Réf. 600 504	Réf. 600 505
saphir	Réf. 600 506	Réf. 600 507	Réf. 600 508	Réf. 600 509	Réf. 600 510
opale	Réf. 600 511	Réf. 600 512	Réf. 600 513	Réf. 600 514	–
menthe	Réf. 600 515	Réf. 600 516	Réf. 600 517	Réf. 600 518	Réf. 600 519
rouge	Réf. 600 521	Réf. 600 522	Réf. 600 523	Réf. 600 524	–
cobalt	Réf. 600 525	Réf. 600 526	Réf. 600 527	Réf. 600 528	Réf. 600 529
magenta	Réf. 600 550	Réf. 600 551	Réf. 600 552	Réf. 600 553	–
vert	Réf. 600 554	Réf. 600 555	Réf. 600 556	Réf. 600 557	Réf. 600 558
par emb.	CHF 10.50				
à partir de 10 emb. de la même couleur/taille, par emb.					
	CHF 9.95				

Échantillon par 1 pièce:
 • Taille XS violet, cobalt
 • Taille S saphir, magenta
 • Taille M mint, rose, rouge
 • Taille L opal, vert
 • Taille XL blanc
Réf. 600 520
 1 emb. **gratuit**

M+W select Colormasque

Masque de protection en 3 couches avec bandes élastiques. Sans latex, sans fibres de verre, non pelucheuse, respirante, dermatophile et très résistante aux liquides. Le pont de nez sans nickel s'adapte bien à la silhouette du visage. Protection ≥ 98 %, selon EN 14683 type IIR.

Échantillon:
 1 pièce de la même couleur
Réf. 500 559
 1 emb. **gratuit**

8.70

Couleur	Boîte de 50 pcs.
blanc	Réf. 500 550
vert	Réf. 500 551
bleu	Réf. 500 552
bleu capri	Réf. 500 553
lilas	Réf. 500 554
fuchsia	Réf. 500 555
jaune	Réf. 500 556
orange	Réf. 500 557
vert clair	Réf. 500 558
par emb.	CHF 8.70



M+W select Professional Towels

Serviettes patients. Protection triple épaisseur pour le patient, composée de deux épaisseurs de non-tissé en papier et d'un revêtement de film polyéthylène pour une absorption rapide de l'humidité et une imperméabilité à l'eau. 45 x 33 cm.

Couleur	500 unités
blanc	Réf. 085 500
bleu foncé	Réf. 085 502
orange	Réf. 085 503
vert	Réf. 085 504
lilas	Réf. 085 505
rose	Réf. 085 506
jaune	Réf. 085 507
par emb.	CHF 25.95
à partir de 3 emb. de la même couleur, par emb.	
	CHF 24.95

à partir de
24.95



M+W select Pochettes têtieres

Avec une couche tissu et un film polyéthylène pour une protection hygiénique et sûre de l'unité de soins. Taille universelle de 25 x 33 cm et donc compatible avec toutes les unités de soins courantes.

Couleur	500 pces.
blanc	Réf. 500 520
bleu clair	Réf. 500 521
jaune	Réf. 500 522
rose	Réf. 500 523
lilas	Réf. 500 524
vert	Réf. 500 525
vert menthe	Réf. 500 526
capri bleu	Réf. 500 527
orange	Réf. 500 528
fuchsia	Réf. 500 529
par emb.	CHF 39.90

39.90



M+W select Protections tablette

Papier en cellulose très absorbant pour tablettes, 1 couche, 28 x 36 cm.

Couleur	250 pces.
blanc	Réf. 500 535
rose	Réf. 500 536
orange	Réf. 500 537
lilas	Réf. 500 538
vert	Réf. 500 539
jaune	Réf. 500 540
vert clair	Réf. 500 541
bleu capri	Réf. 500 542
bleu clair	Réf. 500 543
fuchsia	Réf. 500 544
par emb.	CHF 12.50

12.50



M+W select Rouleaux de coton

Rouleaux de coton très absorbants, non pelucheux, avec des fibres en viscosse pour une stabilité élevée. Grand confort pour les patients grâce à la surface douce en coton pur. Longueur de 38 mm, emballés en sachet hygiénique.

Taille / Ø	300 g, Longueur 38 mm
1 / 0,8 cm	Réf. 500 530
2 / 1,0 cm	Réf. 500 531
3 / 1,2 cm	Réf. 500 532
4 / 1,4 cm	Réf. 500 533
par emb.	CHF 7.40
à partir de 10 emb. de la même dimension, par emb.	
	CHF 6.90

à partir de
6.90



M+W select Inserts en mousse

Éléments en mousse, hauteur 1 cm, Ø 5 cm, convient pour Clean Stand, 25 unités

Réf. 198 634
1 emb. CHF 8.95

Éléments en mousse, hauteur 1 cm, Ø 6,5 cm, convient pour Twin-Bloc, 25 unités

Réf. 198 628
1 emb. CHF 8.95

Éléments en mousse, hauteur 0,5 cm, Ø 5 cm, convient pour Clin Grip et Interim-Stand, 50 unités

Réf. 198 629
1 emb. CHF 8.95

8.95



M+W select Garnitures Normtray

Protections pour plateaux en papier filtre. Pour plateaux 18 x 28 cm.

Couleur	250 unités
blanc	Réf. 098 530
vert	Réf. 098 507
bleu	Réf. 098 508
jaune	Réf. 098 512
orange	Réf. 098 552
violet	Réf. 198 533
rose	Réf. 198 534
vert frais	Réf. 300 585
capri bleu	Réf. 300 586
par emb.	CHF 5.90
à partir de 10 emb. de la même couleur, par emb.	
	CHF 5.50


à partir de
5.50



M+W select Tampons de gaze

Tampons de gaze en 100% de coton pour le soin des plaies. Bien absorbants, non pelucheux. Stériles, emballés en carton écologique.

Échantillon, 1 pce. par taille
Réf. 400 579
1 pce. **gratuit**



format poids

500 pces.,
ca. 1,4 x 1,8 cm
Réf. 400 574
1 emb. CHF 19.90

format noisette

500 pces.,
ca. 2,0 x 2,5 cm
Réf. 400 575
1 emb. CHF 23.60

format noix

500 pces.,
ca. 3,0 x 3,5 cm
Réf. 400 576
1 emb. CHF 29.50

format prune

300 pces.,
ca. 3,5 x 5,0 cm
Réf. 400 577
1 emb. CHF 32.30

format oeuf de poule

150 pces.,
ca. 4,5 x 5,0 cm
Réf. 400 578
1 emb. CHF 32.30

M+W select Tampons de cellulose

4 x 5 cm. Appropriés pour les distributeurs Pur-Zellin et Askina Brauncel.

2 rouleaux de 500 pces.
Réf. 000 550 1 emb. CHF 5.40
à partir de 6 emb. par emb. CHF 5.00

à partir de
5.-



Miroir buccal

Inoxydable.
12 unités:
Taille 4 creux, Ø 2,0 cm
Réf. 084 601
1 emb. CHF 14.50
Taille 5 creux, Ø 2,3 cm
Réf. 084 602
1 emb. CHF 14.50
Taille 4 plat, Ø 2,0 cm
Réf. 084 604
1 emb. CHF 13.90
Taille 5 plat, Ø 2,3 cm
Réf. 084 605
1 emb. CHF 13.90

à partir de
13.⁹⁰

Miroir buccal Rhodium Front

Inoxydable, pour la thermo-désinfection.
12 pcs.:
Taille 4 plat
Réf. 084 610
1 emb. CHF 24.10
Taille 5 plat
Réf. 084 611
1 emb. CHF 24.10

24.¹⁰

Manche pour miroir buccal

hexagonal, acier inoxydable, creux
Réf. 081 626
1 pce. CHF 3.80
hexagonal
octogonal, inoxydable, plein
Réf. 040 640
1 pce. CHF 2.90
anatomique, inoxydable, creux
Réf. 000 677
1 pce. CHF 11.60
Manche universel (sans fixations)
Réf. 000 680
1 pce. CHF 3.10

à partir de
2.⁹⁰

Manche pour miroir buccal color

Résine de couleur inaltérable, stérilisable jusqu'à 134° C. Le manche ergonomique et léger (7 g) offre une bonne préhension.

Couleur	Réf.
noir	181 610
bleu	181 611
vert	181 612
rouge	181 613
blanc	181 614
menthe	181 615
rose	181 616
lilas	181 617
par emb.	CHF 4.20

4.²⁰

Miroir buccal Extra

Revêtu d'une couche renforcée en argent pur (miroitage au procédé en trois couches jusqu'au rebord extérieur), galvanisé au cuivre, scellé au vernis à cuire spécial, produisant une image nette et sans distorsion. La monture parfaitement étanche empêche la pénétration de liquide à l'intérieur du miroir. Compatible autoclave, stérilisable à l'air chaud. Sous réserve d'une manipulation professionnelle, stérilisable au moins 200 fois.

12 unités:
Taille 4 plat
Réf. 000 660
1 emb. CHF 24.75
Taille 4 creux
Réf. 000 661
1 emb. CHF 24.75

24.⁷⁵

Pincettes

Pointe striée, inoxydable, 16 cm, de première qualité.

M+W Pincette London College:
15 cm, brillant
Réf. 098 946
1 pce. CHF 9.40
15 cm, mate
Réf. 098 936
1 pce. CHF 7.80

M+W Pincette Meriam:
15 cm, mate
Réf. 098 628
1 pce. CHF 8.40

M+W Pincette Perry:
13 cm, mate
Réf. 098 629
1 pce. CHF 8.40

à partir de
7.⁸⁰

Sondes dentaires spéciales

Extrémités de travail très fines et manches 8 pans, inoxydable.

n° 8, simple
Réf. 000 630
1 pce. CHF 3.80
n° 9, simple
Réf. 000 631
1 pce. CHF 3.80
n° 23, simple
Réf. 000 632
1 pce. CHF 3.80

3.⁸⁰

Parodontomètre

Avec code coloré.

Sonde paradontale WHO
CP 11,5 (avec pointe boule), adaptée pour établir le Periodontal Screening Index
Réf. 040 672
1 pce. CHF 17.90
O.M.S. (avec pointe boule) (3-6-9-12 mm)
Réf. 140 620
1 pce. CHF 20.80

CP 12 (3-6-9-12 mm)
Réf. 040 673
1 pce. CHF 17.90
CP 15 (bis 15 mm)
Réf. 140 621
1 pce. CHF 20.80
CP 18 (3-5-8-10 mm)
Réf. 140 622
1 pce. CHF 20.80

à partir de
17.⁹⁰

M+W select Lingettes de désinfection big

Lingettes de désinfection non imbibées 29 x 29 cm, résistantes aux déchirures. Pour imbibber, nous recommandons 1 - 1,5 litre de M+W Désinfection par pulvérisation Plus (voir page 28) ou sans alcool (voir page 19). Les lingettes restent humides plusieurs mois dans un distributeur pratique, prévu à cet effet.

Boîte recharge:
150 lingettes
Réf. 000 716

1 emb. CHF 16.50
à partir de 3 recharges
par emb. CHF 15.10

Seau Quattro, vide
Réf. 100 751
1 pce. CHF 6.70

à partir de
15.¹⁰



6.⁷⁰

M+W select Premium Wipes big

Lingettes grandes de désinfection, non imprégnées. Grandeur pratique de 280 x 280 mm, remplace 15 lingettes petites et c'est pour ça qu'ils sont à un prix avantageux et très écologiques. Pour imprégner les lingettes nous vous proposons 1-1,5 litres de M+W Désinfection par pulvérisation Plus (voir page 28) ou sans alcool (voir page 19).

Rouleau avec 75 lingettes
Réf. 100 750

1 rouleau CHF 17.30
à partir de 6 rouleaux
par rouleau CHF 16.00

Seau Quattro, vide
Réf. 100 751
1 pce. CHF 6.70

à partir de
16.-



M+W select Désinfection des mains

2-propanol 70 % (V/V). Bactéricide (incl. Tbb), fongicide. **Champ d'application:** solution hygiénique et chirurgicale pour la désinfection des mains et les compresses de rafraîchissement.

Type d'application: application épidémique. Sans parfum ni colorant.

Contre-indication: Pour mains ne doit pas être utilisé pour la désinfection des plaies ouvertes.

Indication: le désinfectant M+W pour mains ne détruit pas les spores et n'est donc pas approprié à la conservation d'instruments et seringues stériles. Conserver bien fermé, contient de l'alcool, inflammable, bien laisser sécher avant d'utiliser des appareils électriques, point d'éclair 24 °C.

Flacon, 500 ml
Réf. 100 781
1 flacon CHF 6.50

Flacon, 1 l
Réf. 100 782
1 flacon CHF 10.60

Bidon, 5 l
Réf. 100 783
1 bidon CHF 49.90

Utilisez le désinfectant avec soin! Veuillez toujours lire l'étiquette et la fiche de produit avant l'utilisation.



à partir de
6.⁵⁰

M+W select Désinfection par pulvérisation sans alcool

Sans aldéhyde et sans alcool. Désinfectant en spray, prêt à l'usage, pour la désinfection rapide du matériel médical, des installations sanitaires, des petites surfaces, des pièces à main et des contre-angles ainsi que des surfaces sensibles à l'alcool, comme le plastique acrylique et le cuir synthétique. Efficace contre HBV, HCV, HIV, Influenza virus A, B, C, désactivation des Rota virus, bactéricide et fongicide en 1 minute. Agréable odeur de citron. Vaporisateur de 750 ml avec tête de pulvérisation duo au choix sous forme de brume ou de mousse. En utilisant le vaporisateur sous forme de mousse le nettoyage des surfaces verticales est plus facile.

Flacon, 750 ml
Réf. 000 710
1 flacon CHF 12.20

Bidon, 10 l
Réf. 000 711
1 bidon CHF 88.00

à partir de
12.²⁰



Utilisez le désinfectant avec soin! Veuillez toujours lire l'étiquette et la fiche de produit avant l'utilisation.

M+W select Septoprint Plus

Solution prête à l'emploi pour la désinfection de tous les matériaux dentaires de prise d'empreintes ainsi que prothèses. Très bonne tolérance du matériel, n'endommage pas les modèles en plâtre. Septoprint M+W est sans formaldéhyde et a un effet bactéricide, y compris MRSA, fongicide, d'inactivation des virus (VBH / VIH / rota) avec un temps d'action de seulement 1 minute. Rincer les empreintes à l'eau claire avant la coulée.

Bidon, 5 l
Réf. 200 725
1 bidon CHF 52.40



52.⁴⁰

M+W select Bain pour instruments Plus

Concentré de désinfection et de nettoyage autoactif pour tous les instruments dentaires. Très bonne tolérance du matériel. Avec une protection anti-corrosion. Large spectre d'action avec temps d'exposition court (1,5% 15 min., 1% 60 min.). Convient au bain à ultrasons. Odeur agréable.

Flacon, 2 l
Réf. 200 723
1 flacon CHF 41.10
Bidon, 10 l
Réf. 200 724
1 bidon CHF 159.90



à partir de
41.¹⁰

Préparation de solutions de désinfection

Pour un dosage juste cette table de dilution vous aidera. La quantité totale de la solution de désinfection résulte de la quantité indiquée du produit de désinfection et de la quantité d'eau.

Exemple:

Fabrication de 2 l de solution de désinfection pour instruments à 1% prête à l'emploi. Si vous consultez la table sous 2 litres et 1% vous trouverez la quantité de 20 ml. Mesurez 20 ml de produit de désinfection. Versez ces 20 ml dans le récipient d'instruments et ajoutez de l'eau jusqu'à 2 litres. De cette façon vous obtenez un liquide préparé correctement à 1%.

	0,1%	0,25%	0,5%	1,0%	1,5%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	6,0%
1 l	1 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml
2 l	2 ml	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml
3 l	3 ml	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml
4 l	4 ml	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml
5 l	5 ml	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml
6 l	6 ml	15 ml	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml	180 ml	240 ml	300 ml	360 ml
7 l	7 ml	17,5 ml	35 ml	70 ml	105 ml	140 ml	210 ml	280 ml	350 ml	420 ml
8 l	8 ml	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml	480 ml
9 l	9 ml	22,5 ml	45 ml	90 ml	135 ml	180 ml	270 ml	360 ml	450 ml	540 ml
10 l	10 ml	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	600 ml

	nettoyage	désinfection	bactéricide	antiviral limité	anti-spore	fungicide	anti-tuberculose	efficace contre VBH	efficace contre VCH	efficace contre VIH	sans aldéhyde	sans formaldéhyde	sans phénole	sans alcool	solution prête à l'emploi	concentré	concentration en % prête à l'emploi	durée de réaction (Min.=/Std.=h)	protection contre la corrosion
M+W Désinfection des mains		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X				0,5'	
M+W Désinfection rapide/-par pulvérisation*		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				0,5'	
M+W Lingettes désinfectantes	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X				0,5'	
M+W Bain pour instruments Plus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	1h	X
M+W Ultrasuc Super	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	2	15'
M+W Septoprint Plus	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X				1'	

Désinfection des mains/nettoyage*

M+W Désinfection des mains

Désinfection rapide/-par pulvérisation*

M+W Désinfection par pulvérisation Plus, Plus lemon, Plus apple

Lingettes désinfectantes/nettoyantes*

M+W Lingettes désinfectantes

Désinfection des instruments/nettoyage

M+W Bain pour instruments Plus

Désinfection pour systèmes d'aspiration/nettoyage

M+W Ultrasuc Super

Désinfection-nettoyage des empreintes

M+W Septoprint Plus

* Utilisez le désinfectant avec soin! Veuillez toujours lire l'étiquette et la fiche de produit avant l'utilisation.

(Selon les données des fabricants)

Commandez par: tél. gratuit 0800 002 300,
fax gratuit 0800 002 006 ou sur www.mwdental.ch

M+W select Ultrasuc Super

Concentré de désinfection et de nettoyage sans aldéhyde ni phénol ni chlore pour les installations d'aspiration dentaires de toute nature à base de composés d'ammonium quaternaire (QAVs). Pour les installations avec ou sans séparateur d'amalgame. Peu moussant et déodorant. Correspond aux prescriptions légales concernant la sécurité du travail selon TRGS 525 / 540 (règles techniques pour substances dangereuses). Spectre d'action: Bactéricide (y compris TBC), fongicide, inactivation des virus (VBH, VCH, VIH), temps d'action selon VAH / DGHM 2 %: 15 min. Couleur: claire.

Bidon, 5 l
Réf. 000 787
1 bidon CHF 48.90



48.90

M+W select Orange Cleaner

Produit de nettoyage sur la base de l'huile d'oranges pour surfaces et instruments. Élimine des pâtes d'empreinte, des silicones, de l'oxyde de zinc, etc.

Flacon, 250 ml
Réf. 000 250
1 flacon CHF 8.75



8.75

M+W select Spray universel

Spray d'entretien universel pour pièces à main, contre-angles et turbines.

Boîte, 500 ml
Réf. 037 712
1 boîte CHF 22.00

Adaptateur universel en métal pour Intramatic = à utiliser pour les pièces à main et contre-angles de tous les fabricants, sauf: SIRONA. Autoclavable jusqu'à 134 °C
Réf. 100 704
1 pce. CHF 7.90

Adaptateur Z: adaptateur suppl. pour têtes contre-angle en résin
Réf. 100 705
1 pce. CHF 3.20

Adaptateur en métal pour turbines W&H, autoclavable jusqu'à 134 °C
Réf. 100 706
1 pce. CHF 7.90

Adaptateur en métal pour turbines KaVo (Multiflex), autoclavable jusqu'à 134 °C
Réf. 100 707
1 pce. CHF 7.90



à partir de 3.20



22.-

M+W select Bowie & Dick test

Test à usage unique pour le contrôle de la pénétration de vapeur pendant le processus de stérilisation réalisé dans l'autoclave de classe B selon EN ISO 11140-4. Les champs d'inscription sur le test permettent la documentation conforme aux normes en vigueur.

M+W Bowie&Dick test
Réf. 200 700
1 emb. CHF 5.60

5.60



M+W select Rouleau de stérilisation

Papier / film selon DIN 58 953/7 et EN 868, avec indicateur, seulement pour autoclave et chemiclave.

5 cm de large, 100 m
Réf. 000 752
1 emb. CHF 13.40

7,5 cm de large, 100 m
Réf. 000 753
1 emb. CHF 15.40

10 cm de large, 100 m
Réf. 000 754
1 emb. CHF 19.20

5 cm de large, 200 m
Réf. 000 722
1 emb. CHF 18.90

7,5 cm de large, 200 m
Réf. 000 723
1 emb. CHF 26.50

10 cm de large, 200 m
Réf. 000 724
1 emb. CHF 38.30

Pour souder de Norm-Trays ou de cassettes:
20 cm de large, 100 m
Réf. 000 725
1 emb. CHF 54.90



à partir de
13.40

M+W select Helixcontrol

Système de vérification (test helix) selon EN 867-5 pour le contrôle des charges et la vérification du fonctionnement d'un pré-vacuum fractionné d'un autoclave classe B.

300 indicateurs, 1 dispositif
Réf. 100 780
1 emb. CHF 143.00

143.-



M+W select Superlite Power Pen

Lampe à polymériser LED en métal. Manipulation facile par une touche. C'est possible de polymériser pendant le chargement grâce au câble de charge. Pas de période d'attente. Temps d'exposition avec une batterie pleine: 2'000 sec. Le support pour pièce à main n'est pas inclus.

Données techniques:
• Barreau lumineux Ø 8 mm
• Intensité lumineuse: jusqu'à 1'000 mW/cm²
• Gamme de longueur d'onde: 450-490 nm
• Poids pièce à main: 100 g
• Longueur pièce à main sans barreaux: 148 mm
• Ø pièce à main: max. 25 mm
• Accu: batterie Li-Ion (2'400 mAh)
• Garantie: 24 mois / accu 6 mois

M+W Superlite Power Pen
(1 pièce à main avec accumulateur intégré, 1 cordon de recharge, 1 guide faisceau lumineux de 8 mm, 1 écran anti-éblouissement):
argent
Réf. 100 090
1 pce. CHF 365.00

Support pour pièce à main, argent

Réf. 100 093
1 pce. CHF 79.70

Accu argent
Réf. 100 091
1 pce. CHF 89.70

Barreau lumineux 8 mm
Réf. 100 048
1 pce. CHF 78.40

Cordon de recharge
Réf. 100 092
1 pce. CHF 49.90

Capuchon de protection lumière, autoclavable jusqu'à 134 °C
Réf. 100 094
1 pce. CHF 2.50

365.-



M+W select Brosses à dents à usage unique Ultrafresh

Brosse à dents à 3 rangées et à usage unique, imprégnée de dentifrice, tête de brosse ovale et mince. Emballée individuellement.

Couleur	100 unités
bleu foncé	Réf. 400 820
vert	Réf. 400 821
orange	Réf. 400 822
pink	Réf. 400 823
jaune	Réf. 400 824
Mix*	Réf. 400 825
par emb.	CHF 15.90

* assorties dans les couleurs bleu orange, jaune, vert

15.90



M+W select Brosse à dents pour enfants

Brosse à dents pour enfants à 4 rangées avec gratte-langue au verso de la tête de brosse. Le champ de soies marqué sert comme indicateur pour le changement de la brosse. Les soies sont d'une dureté moyenne et planes. Manche ergonomique spécialement conçu pour les enfants de 3-7 ans. Emballé individuellement en cellophane.

Couleur	Réf.
bleu	200 870
rose	200 871
par emb.	CHF 0.50
à partir de 10 pces. de la même couleur, par pce.	
	CHF 0.45

à partir de
0.45



M+W select Gratte-langue

Pour le nettoyage professionnel de la langue. Les poils se trouvent sur l'une des faces, sur l'autre un gratte-langue.

M+W Gratte-langue
Réf. 005 861
1 pce. CHF 1.60
à partir de 10 pces.
par pce. CHF 1.30



à partir de
1.30



M+W select Brossettes interdentaires

Pour le nettoyage des espaces interdentaires, en nylon. Le manche pratique en plastique facilite l'utilisation des brossettes interdentaires, les brossettes y sont simplement insérées, non autoclavable.

M+W manche de brossette interdentaire
Réf. 000 869
1 pce. CHF 1.90

Set:
• 1 manche de brossette interdentaire
• 1 unité de chaque brossette interdentaire cylindrique rouge Ø 2,2 mm, cylindrique bleu Ø 2,8 mm, conique rouge Ø 2,2-4 mm, conique bleu Ø 3-6 mm
Réf. 000 870
1 pce. CHF 2.40

Couleur / Ø	10 unités
cylindrique rouge, Ø 2,2 mm	Réf. 000 865
cylindrique bleu, Ø 2,8 mm	Réf. 000 866
conique rouge, Ø 2,2-4 mm	Réf. 000 867
conique bleu, Ø 3-6 mm	Réf. 000 868
par emb.	CHF 2.90

Set
2.40




M+W select Brossettes interdentaires Comfort

Pour le nettoyage des espaces interdentaires. Le manche ergonomique facilite l'utilisation. Les brosses en nylon sont arrimées au fil de fer, qui protège la surface dentaire ainsi que les implants grâce à une application en plastique. Un capot sert comme allongement de manche.

Kit pour cabinet
89.⁹⁰



Kit pour cabinet:
180 brosse, 20 pces. de chaque taille avec capuchon (sauf pour lilas et gris)
Réf. 000 879
1 emb. CHF 89.90



Réf.	000 889	000 881	000 882	000 883	000 884	000 885	000 886	000 887	000 888
Couleur	blanc	rose vif	orange	rouge	bleu	jaune	vert	violet	gris
Taille	superfin-soft	xxxx-fin	xxx-fin	xx-fin	x-fin	fin	moyen	grand	x-grand
Ø brosse	1,6 mm	1,8 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	9,0 mm
Longueur tête	10,0 mm	10,5 mm	11,0 mm	11,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	16,0 mm	19,0 mm
Taille espace interdentaire	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,8 mm	2,5 mm
Ø fil de fer	0,40 mm	0,42 mm	0,44 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,57 mm	0,57 mm	0,77 mm	1,06 mm
Taille selon ISO 16409	0	1	1	2	2	3	4	5	6
avec capuchon de protection	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
par emb.	CHF 4.95	CHF 4.95	CHF 4.95	CHF 4.95	CHF 4.95	CHF 4.95	CHF 4.95	CHF 4.95	CHF 4.95

M+W select Fil dentaire

Fil dentaire avec dispositif de coupe, goût menthe, pour gencives sensibles, nettoyage poussé et élimination de la plaque même pour les espaces interdentaires importants.

M+W Fil dentaire, résistant à la déchirure:
cisé, 25 m
Réf. 000 875
1 emb. CHF 1.95
non cisé, 25 m
Réf. 000 876
1 emb. CHF 1.95

M+W Fil dentaire Riser:
légèrement cisé, 15 m
Réf. 000 877
1 emb. CHF 1.95



1.95

M+W select Hexagum 0,12 % / Forte 0,2 %

Le bain de bouche Hexagum sert comme Nettoyage et soin professionnel de la bouche et de la gorge. Hexagum donne une haleine fraîche, combat les microorganismes nocifs et réduit la nouvelle formation de plaque. Hexagum évite les caries, gingivites et parodontites et est utilisable lors d'irritations de la gencive. Utilisable comme prévention avant tout traitement dentaire.

M+W Hexagum 0,12%:
Flacon, 500 ml
Réf. 100 880
1 flacon CHF 9.90
Bidon, 5 l
Réf. 100 881
1 bidon CHF 29.80
Pompe de dosage pour flacon de PET 5 l
Réf. 100 884
1 pce. CHF 6.95

M+W Hexagum Forte 0,2%:
Flacon, 100 ml
Réf. 100 882
1 flacon CHF 2.90
Flacon, 500 ml
Réf. 100 883
1 flacon CHF 11.40



à partir de
9.90



à partir de
2.90

M+W select Boîte d' orthodontie

Boîte en plastique antichoc. Dimensions: larg. 7,8 x long. 7,3 x haut. 3 cm.

Couleur	Réf.
blanc	998 015
rose	998 016
bleu	998 017
vert	998 018
jaune	998 019
par pce.	CHF 1.10
à partir de 10 pièces de la même couleur, par pce.	CHF 0.95



à partir de
0.95

M+W select Brossettes de nettoyage dentaire miniatures

Non stérilisables, non thermodésinfectables, pour contre-angle.

	Coffret, 10 pces.	Coffret, 12 pces.	Grand coffret, 100 pces.
Nylon pink doux	Réf. 000 861	-	-
Nylon lilas moyen	Réf. 000 862	-	-
Nylon bleu dur	Réf. 000 863	-	-
Brosse blanc	-	Réf. 000 854	Réf. 000 857
Nylon blanc	-	Réf. 000 855	Réf. 000 858
Nylon blanc extra doux	-	Réf. 000 856	Réf. 000 859
par emb.	CHF 11.40	CHF 10.95	CHF 85.00



à partir de
10.95

M+W select Polissoir Prophy

Polissoir sans latex avec lamelles pour un nettoyage et un polissage approfondis.

10 pces.	Monté pour contre-angle	A emboîter (Snap-on) sur mandrel
pink, doux	Réf. 100 896	Réf. 200 830
lila, moyen	Réf. 100 897	Réf. 200 831
bleu, dur	Réf. 100 898	Réf. 200 832
par emb.	CHF 4.40	CHF 2.40

Mandrel Snap-on pour contre-angle, 10 pces.
Réf. 200 833
1 emb. CHF 13.90



2.40
4.40



Qualité – Prix au TOP!



Lingettes désinfectantes Plus

Sans aldéhyde. Pour le nettoyage et la désinfection rapides et efficaces de surfaces et d'objets. À base de spray désinfectant M+W correspondant à chaque cas AF, AF Green Apple, AF lemon. Temps d'action: VBH, VCH et VIH, BVDV, virus Vakzinia, bactéries (y compris la tuberculose) et champignons en 30 secondes ainsi que virus Noro / Norwalk-Like (15 min). Lingettes de nettoyage humides (14 x 22 cm) pour le domaine médical. N'utilisez pas pour les surfaces sensibles à l'alcool (plastique acrylique, cuir synthétique).

Plus:
Boîte de 100 lingettes
Réf. 200 735
1 boîte CHF 6.20

Recharge de
100 lingettes
Réf. 200 736
1 emb. CHF 5.10
à partir de 12 emb.
par emb. CHF 4.80

Plus lemon:
Boîte de 100 lingettes
Réf. 200 737
1 boîte CHF 6.20

Recharge de
100 lingettes
Réf. 200 738
1 emb. CHF 5.10
à partir de 12 emb.
par emb. CHF 4.80

Plus apple:
Boîte de 100 lingettes
Réf. 200 739
1 boîte CHF 6.20

Recharge de
100 lingettes
Réf. 200 740
1 emb. CHF 5.10
à partir de 12 emb.
par emb. CHF 4.80

à partir de
4.80

Formule
nouvelle

Utilisez le désinfectant avec soin!
Veuillez toujours lire l'étiquette et
la fiche de produit avant l'utilisation.



Désinfection par pulvérisation Plus

Sans aldéhyde. Désinfectant en spray, prêt à l'usage, pour la désinfection rapide du matériel médical, des installations sanitaires, des petites surfaces ainsi que des pièces à main et des contre-angles. Efficace contre VBH, VCH, VIH, BVDV, les virus-vaccins, les bactéries (y compris Tbc) et les champignons en 30 secondes, ainsi que contre les norovirus (15 min). N'utilisez pas pour les surfaces sensibles à l'alcool (plastique acrylique, cuir synthétique).

Plus:
Vaporisateur 1 l, sans
tête de pulvérisation
Réf. 200 727

1 flacon CHF 12.60
Bidon, 10 l
Réf. 200 728
1 bidon CHF 88.00

Plus lemon:
Vaporisateur 1 l, sans
tête de pulvérisation
Réf. 200 729

1 flacon CHF 12.60
Bidon, 10 l
Réf. 200 730
1 bidon CHF 88.00

Plus apple:
Vaporisateur 1 l, sans
tête de pulvérisation
Réf. 200 731

1 flacon CHF 12.60
Bidon, 10 l
Réf. 200 732
1 bidon CHF 88.00

Formule
nouvelle

à partir de
12.60

Utilisez le désinfectant avec soin!
Veuillez toujours lire l'étiquette et
la fiche de produit avant l'utilisation.

Trouvez tous les produits sur:

www.mwdental.ch

Profitez de **2% de rabais internet** dès
CHF 300.- valeur de
commande nette!