

Artikelnummer : 554 106

Handelsname : Speedo-Clean Reinig.-Liquid 1L

Druckdatum : 18.07.08

Überarbeitet am : 13.07.08

## 1. HANDELSNAME UND LIEFERANT

Handelsname : Speedo-Clean Reinig.-Liquid 1L

Hersteller/ Lieferant : Hager & Werken GmbH & Co. KG  
 Ackerstr. 1 D-47269 Duisburg  
 Postfach 10 06 54 D-47006 Duisburg  
 Telefon : +49 (0203) 99 26 9 - 0

## 2. ZUSAMMENSETZUNG/ ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Beschreibung: Mischung aus ätherischen Ölen in der nachstehenden Zusammensetzung

Formel:		%	CAS Nr	Zeichen	R-Sätze
	Amidosulfonsäure	8 - 12	5329-14-6	Xi	36/38
	Fettalkoholethoxylat	3 - 5	n.V.	Xi	36/38

## 3. MÖGLICHE GEFAHREN

Entfällt

## 4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

**Nach Einatmen** : Für Frischluft sorgen, Arzt hinzuziehen**Nach Augenkontakt** : Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidsplatt mindestens 10 min. ausspülen.  
Bei Beschwerden sofort Augenarzt hinzuziehen.**Nach Hautkontakt** : Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung sofort entfernen.**Nach Verschlucken** : Viel Wasser trinken lassen, Erbrechen vermeiden. Sofort Arzt hinzuziehen.  
Keine Neutralisationsversuche.

## 5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

**Geeignete Löschmittel** : Auf Umgebung abstimmen.**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel** : Keine**Gefährliche Zersetzungs-/Verbrennungsprodukte** : Im Brandfall können Chlor / HCl entstehen.

## 6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** : Persönliche Schutzausrüstung anwenden**Umweltschutzmaßnahmen** : Nicht in Gewässer, Abwässer oder Erdreich gelangen lassen.**Verfahren zur Reinigung** : Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Material aufnehmen und der Entsorgung zuführen. Nachreinigen.

Artikelnummer : 554 106

Handelsname : Speedo-Clean Reinig.-Liquid 1L

Druckdatum : 18.07.08

Überarbeitet am : 13.07.08

## **7. LAGERUNG UND HANDHABUNG**

### **Handhabung**

**Hinweise zum sicheren Umgang** : Kontakt mit Haut, Augen, Schleimhäuten vermeiden.

**Hinweise zum Brand und Explosionsschutz** : ----

### **Lagerbedingungen**

Nur im Originalbehälter aufbewahren. Trocken lagern. Nicht zusammen mit Lebensmittel lagern. Behälter dicht geschlossen halten.

## **8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

**Technische Schutzmaßnahmen** : - -

### **Persönliche Schutzausrüstung**

**Atemschutz** : Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht erforderlich.

**Augenschutz** : Erforderlich.

**Handschutz** : Erforderlich.

### **Angaben zur Arbeitshygiene**

Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Nicht rauchen.

## **9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

### **Erscheinungsbild**

**Form** : flüssig

**Farbe** : wasserhell bis schwach gelblich

**Geruch** : Typisch

### **Sicherheitsrelevante Daten**

**Erstarrungsbereich** :  $\leq 0^{\circ}\text{C}$

**Siedebeginn** : ca.  $100^{\circ}\text{C}$

**Flammpunkt** : n. b.

Methode : ----

**Dampfdruck bei  $20^{\circ}\text{C}$**  : ca. 20 mbar ----

**Dichte bei  $20^{\circ}\text{C}$**  : ca.  $1,07\text{ g/cm}^3$

**Löslichkeit in Wasser** : völlig mischbar

**Viskosität bei  $20^{\circ}\text{C}$**  : n. b.

**pH-Wert** : bei  $20^{\circ}\text{C}$  0 - 1

**Explosionsgrenzen** untere : - obere : -

**Weitere Angaben** : -

## **10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**

Gefährliche Reaktionen : nicht bekannt.

Artikelnummer : 554 106

Handelsname : Speedo-Clean Reinig.-Liquid 1L

Druckdatum : 18.07.08

Überarbeitet am : 13.07.08

---

## 11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

---

Akute orale Toxizität/LD 50

LD 50(oral,Ratte) : > 20000 mg (errechnet) derartige Wirkung bekannt.

---

## 12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

---

Gefahr für Trinkwasser

---

## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

---

**Entsorgung/Produkt:** Muß unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen Sonderabfalldeponie oder Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden.

Abfallschlüsselnr. :

Abfallname :

**Entsorgung/Ungereinigte Verpackungen :**

Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

Restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden

57127 Kunststoffballagen/-behältnisse mit Reststoffen.

---

## 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

---

Das Produkt stellt kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften dar.

---

## 15. VORSCHRIFTEN

---

**Kennzeichnung :**

Gefahrkennzeichnung Entfällt

**Störfallverordnung Anhang II :** -----

**VbF :** -----

**Wassergefährdungskategorie :** 1 (Selbsteinstufung)

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen : -----

---

## 16. SONSTIGE ANGABEN

---

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.  
Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.