

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG-Richtlinie 91/155 EWG

Lesen Sie dieses Sicherheitsdatenblatt vor Anwendung und Entsorgung dieses Produktes und leiten Sie die Information an Mitarbeiter, Kunden und Anwender des Produktes weiter.

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- 1.1. **Handelsname des Produktes:** Vintage Margin Hardening Liquid
- 1.2. **Firmenbezeichnung:**
Shofu Dental GmbH
Am Brüll 17
D - 40878 Ratingen
Telefon: ++ 49 (0) 21 02 / 86 64 -0 Telefax: ++ 49 (0) 21 02 / 86 64 - 65
info@shofu.de
- 1.3. **Notrufnummer der Gesellschaft:**
Telefon: ++ 49 (0) 21 02 / 86 64 -25

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

2.1. chem. Bezeichnung	Inhalt in %	Symbol	CAS-Nr.
Propylenglycol-Wasser Mischung	99		
Andere			

3. Mögliche Gefahren

- 3.1. **Für den Menschen:** Haut- und Augenkontakt kann Reizungen verursachen.
- 3.2. **Für die Umwelt:** N/A

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- 4.1. **Einatmen:** An die frische Luft gehen
- 4.2. **Hautkontakt:** Mit Wasser und Seife abwaschen.
- 4.3. **Augenkontakt:** Sofort mit viel Wasser auswaschen und wenn nötig den Arzt konsultieren.
- 4.4. **Verschlucken:** Wenn nötig den Arzt konsultieren.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG-Richtlinie 91/155 EWG

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- | | |
|--|--|
| 5.1. Geeignete Löschmittel: | Schaum, CO ₂ , trockene Chemikalien. |
| 5.2. Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: | N/A |
| 5.3. Besondere Gefahren: | Reizender Qualm und Gase können entstehen. |
| 5.4. Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: | Wenn nötig Feuerschutzkleidung und Atemschutzmaske tragen. |

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- | | |
|---|--|
| 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: | Augen- und Hautkontakt vermeiden. |
| 6.2. Umweltschutzmaßnahmen: | N/A |
| 6.3. Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: | Wegwischen und in einem geeigneten Behälter entsorgen. |

7. Lagerung und Handhabung

- | | |
|--|---|
| 7.1. Handhabung: | An einem gut belüfteten Ort verwenden. |
| 7.1.1. Hinweise für den sicheren Umgang: | N/A |
| 7.2. Lagerung: | N/A |
| 7.2.1. Anforderungen an Lagerräume und Behälter: | N/A |
| 7.2.2. Zusammenlagerungsverbote: | N/A |
| 7.2.3. Besondere Lagerbedingungen: | An einem trockenen Ort lagern. Behälter fest verschlossen halten. |

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG-Richtlinie 91/155 EWG

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1. Expositionsbegrenzungen:	Chemischer Name	CAS-Nr.	ACGIH TLV
	Propylenglycol	57-55-6	Nicht festgesetzt
8.1.1. MAK-Wert: (max. Konzentration am Arbeitsplatz)		N/A	
8.2. Atemschutz:		Absaugung erforderlich.	
8.3. Handschutz:		Schutzhandschuhe tragen (Latex oder Gummi).	
8.4. Augenschutz:		Schutzbrille wird empfohlen.	
8.5. Hautschutz:		Nicht erforderlich (Auf Umsichtiges Arbeiten mit Chemikalien achten).	

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Form:	viskose Flüssigkeit	Farbe:	Farblos	Geruch:	geruchlos
9.2. PH-Wert:			N/A		
9.3. Schmelzpunkt/Schmelzbereich:					
Siedepunkt:			> 100°C		
9.4. Zündtemperatur:					
9.5. Flammpunkt:					
9.6. Explosionsgrenzen:	untere:		obere:		N/A
9.7. Dichte:			1,06		
9.8. Dampfdruck:					
9.9. Löslichkeit:			Wasserlöslich		
9.10. Viskosität:			N/A		
9.11. Weitere Angaben:			N/A		

10. Stabilität und Reaktivität

10.1. Zu vermeidende Bedingungen:	Kontakt mit stark oxidierenden Materialien vermeiden.
10.2. Zu vermeidende Stoffe:	Von direktem Sonnenlicht und Zündquellen fernhalten (elektrostatische Aufladung), nicht rauchen.
10.3. Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Kann Propylen freisetzen
10.4. Zusätzliche Angaben:	N/A

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG-Richtlinie 91/155 EWG

11. Angaben zur Toxikologie

11.1. Akute Toxizität:

11.1.1. Verschlucken:	N/A
11.1.2. Einatmen:	N/A
11.1.3. Hautkontakt:	N/A
11.1.4. Augenkontakt:	N/A

11.2. Chronische Wirkungen:

11.2.1. Sensibilisierung:	N/A
11.2.2. Karzinogenität:	N/A
11.2.3. Reproduktion:	N/A
11.2.4. Narkotisierung:	N/A
11.2.5. Mutagenität:	N/A

12. Angaben zur Ökologie

Keine

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Produkt:	Örtlich behördliche Vorschriften beachten.
13.2. Verpackung:	N/A

14. Angaben zum Transport:

Es gelten keine besonderen Transportvorschriften.

15. Vorschriften

N/A

16. Sonstige Angaben:

Das Produkt ist nur von Dentalfachpersonal in Verbindung mit der Verarbeitungsanleitung anzuwenden.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG-Richtlinie 91/155 EWG

Einige der hier angegebenen Informationen und daraus resultierenden Schlußfolgerungen stammen aus Quellen, die nicht aus direkten Testdaten des Produktes selbst ermittelt wurden.

Die Inhalte und Formate dieses Sicherheitsdatenblattes stimmen mit der Direktive 91/155/EU der EU-Kommission überein.

Einschränkungen der Garantie

Die Informationen dieses Sicherheitsdatenblattes stammen aus Quellen, die wir für verlässlich halten. Dennoch werden diese Informationen ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantie betreffs Ihrer Richtigkeit angegeben.

Die Bedingungen oder Methoden der Behandlung, Lagerung, des Gebrauchs oder Entsorgung dieses Produktes stehen außerhalb unserer Kontrolle, und können außerhalb unseres Wissens stehen.

Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir ausdrücklich keine Verantwortung für Verlust, Beschädigung des Produktes, oder sonstiger Kosten, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch, der Lagerung oder der Entsorgung des Produktes stehen.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde speziell und ausdrücklich nur für dieses Produkt erstellt und soll ausdrücklich nur dafür verwendet werden.

Wird dieses Produkt als Komponente eines anderen Produktes verwendet, sind diese Informationen nicht anwendbar.