

Artikelnummer : 605501
Handelsname : Cold Bag
Druckdatum : 30.06.09

Überarbeitet am : 07.04.09

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Handelsname : Cold Bag

Angaben zum Hersteller/Lieferant: Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstr. 1 D-47269 Duisburg
Postfach 10 06 54 D-47006 Duisburg
Telefon: +49 (0)203 99 26 9 – 0
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Notfallauskunft: +49 (0)203 99 26 9 – 0

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Bestehend aus einem Beutel aus Mehrschichtplastikfolie, der kugelförmiges Ammoniumnitrat enthält, und einem Beutel aus Mehrschichtplastikfolie, der Wasser enthält.

- | | |
|------------------------------|--|
| 2.1. Ammoniumnitrat | Ammoniaksalze aus Salpetersäure (NH ₄ NO ₃) |
| 2.2. Wasser | Trinkwasser |
| 2.3. Mehrschichtplastikfolie | inert |

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Bei angemessener Handhabung nicht gesundheitsgefährdend.

- 3.1 Einatmen: Bei angemessener Handhabung nicht gesundheitsgefährdend.
- 3.2 Hautkontakt: Bei angemessener Handhabung nicht gesundheitsgefährdend.
- 3.3 Augenkontakt: Bei angemessener Handhabung nicht gesundheitsgefährdend.

4. ERSTE-HILFE MASSNAHMEN

- 4.1 Verschlucken: nicht zutreffend
- 4.1.1 Verschlucken des Inhalts: Sofort Arzt aufsuchen
- 4.2 Einatmen: Keine Gefahr
- 4.2.1. Einatmen des Inhalts: Frischluft einatmen
- 4.3 Hautkontakt: Keine Gefahr
- 4.3.1 Hautkontakt mit Inhalt: mit frischem Wasser abwaschen
- 4.4 Augenkontakt: Augen verschließen, um Verletzungen durch die Kanten des Beutels zu vermeiden
- 4.4.1 Augenkontakt mit dem Inhalt: Mit viel frischem Wasser ausspülen
- 4.5. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen: Beutel nicht öffnen oder beschädigen

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- 5.1. Geeignete Löschmittel: Wasser
- 5.2. Gefahr durch Zersetzungsprodukte: Rauch nicht reinatmen
- 5.3 Schutzmaßnahmen im Falle einer Brandbekämpfung:
Das Tragen von Gummihandschuhen wird empfohlen

Artikelnummer : 605501
Handelsname : Cold Bag
Druckdatum : 30.06.09

Überarbeitet am : 07.04.09

6. MASSNAHMEN ZUR UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- 6.1. Reinigungsverfahren: Rückstände mit Wasser aufwaschen
- 6.2. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Keine Gefahr
- 6.3. Weitere Anweisungen: Im städtischen Abflussnetz entsorgen

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

- 7.1 Handhabung: Beutel nicht perforieren oder beschädigen
- 7.2 Lagerung: Kühl und trocken lagern
- 7.3 Weitere Anweisungen: Beutel nicht zusammendrücken, von Kindern fernhalten, von Hitze- und Bruchquellen fernhalten

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bei angemessener Handhabung keine persönliche Schutzausrüstung erforderlich

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- 9.1 Erscheinung
 - 9.1.1 Form: Beutel an den beiden kurzen Seiten und mittig hinten versiegelt
 - 9.1.2 Farbe: Verschiedenfarbiger Aufdruck
 - 9.1.3 Geruch: Geruchsfrei

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

- 10.1 Zu vermeidende Bedingungen: Nähe zu Hitzequellen, Flammen und Funken
- 10.2 Weitere Anweisungen: Bei angemessener Handhabung ist das Produkt stabil

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Siehe Absatz 3 und 4

Das Produkt ist inert. Nach Verschlucken kann der Ammoniakgehalt zum Erbrechen führen.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Produkt ist nicht umweltschädlich. Exzessive Benutzung des Produktes vermeiden. Nicht in die Umwelt entsorgen.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG DER BEUTEL

Wenn der Inhalt des Beutels nicht mehr chemisch reagiert, kann das Produkt in den Haushaltsabfall abgegossen werden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Artikelnummer : 605501
Handelsname : Cold Bag
Druckdatum : 30.06.09

Überarbeitet am : 07.04.09

Keine Klassifizierung notwendig

Lufttransport: Nur kleine Mengen. Nicht unter dem Gefrierpunkt lagern.
Seetransport: Kisten durch wasserdichtes Material schützen.

15. VORSCHRIFTEN

Kennzeichnung:	Gemäß Richtlinie EEC 93/42
Herstellung:	Gemäß Richtlinie EEC 93/42
Referenzen:	Richtlinie EEC 93/42 und Rechtsvorschrift Nr. 46 vom 24.02.97
Weitere Vorschriften:	Medizinprodukt Klasse IIa

16. SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, erfüllt die nationalen Vorschriften und spiegeln die Ergebnisse unserer Studien wider.

Der angemessene Gebrauch des Produktes gemäß Vorschrift obliegt unter Einhaltung der örtlichen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften dem Verbraucher. Dieser verpflichtet sich auch, die örtlichen Sicherheits- und Gesundheits- und Arbeitsplatz- und Umweltrichtlinien einzuhalten.

Die Information beschreibt die Sicherheitsanforderungen an unser Produkt und ersetzt nicht die medizinische Beratung.

Wir lehnen jegliche Verantwortung für Schäden, die durch fehlerhaften Gebrauch des Produktes entstehen, ab.