

# Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

## ASEPTOPRINT® Spray

Version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Remplace la version : 4.0.0 | Date : 01.02.2015 || Français

### 1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

#### 1.1 IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

ASEPTOPRINT® Spray

#### 1.2 UTILISATIONS ADÉQUATES DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET UTILISATIONS DÉCONSEILLÉES

ASEPTOPRINT® Spray est une préparation prête à l'emploi pour la désinfection rapide d'empreintes dentaires et de porte-empreintes. Grâce à sa formulation sans aldéhyde il n'occasionne aucune altération de la couleur des porte-empreintes ou de fixation de sang ou de protéines sur les matériaux d'empreinte. ASEPTOPRINT® Spray n'affecte pas la stabilité dimensionnelle des empreintes et des modèles en plâtre. ASEPTOPRINT® Spray peut s'utiliser pour la désinfection de tous types de matériels comme l'alginate, le polyéther, la polysulfure, le silicone A et le silicone C.

#### 1.3 DÉTAILS DU FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Fabricant

Représentant CE uniquement

Adresse : Oro Clean Chemie AG  
Allmendstrasse 21  
8320 Fehraltorf  
Switzerland

Adresse : Medical OCC Deutschland GmbH  
Wickhofstrasse 12  
13467 Berlin  
Germany

Téléphone : +41 (0)44 226 44 44  
Télécopie : +41 (0)44 226 44 00  
E-Mail : info@oroclean.com  
Site Web : www.oroclean.com

Téléphone : +49 (0)30 1207 61 18  
E-Mail : info@oroclean.com  
Site Web : www.oroclean.com

Utilisateurs en aval / importateur / distributeur

Adresse : Oro Clean Chemie AG  
Allmendstrasse 21  
8320 Fehraltorf  
Switzerland

Téléphone : +41 (0)(0)44 226 44 44  
Télécopie : +41 (0)(0)44 226 44 00  
E-Mail : info@oroclean.com  
Site Web : www.oroclean.com

#### 1.3.1 PERSONNE COMPÉTENTE RESPONSABLE DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Docteur Georgios Ionidis  
Directeur de la recherche et du développement  
E-Mail : georgios.ionidis@oroclean.com

#### 1.4 NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Informations d'urgence : +41 (0)44 226 44 44 (heures de bureau uniquement)  
Centre toxicologique\* : +41 (0)44 251 51 51 (Suisse)  
Service d'ambulance\* : 144 (Suisse)  
Pompiers\* : 118 (Suisse)

\* Vérifier régulièrement les numéros ci-dessus car ils peuvent changer.

### 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

# Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

## ASEPTOPRINT® Spray

Version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Remplace la version : 4.0.0 | Date : 01.02.2015 || Français

### 2.1 CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE

#### 2.1.1 CLASSIFICATION SELON LE RÈGLEMENT (CE) NO 1272/2008

CLASSES ET CATÉGORIES DE DANGERS	INSTRUCTIONS DE DANGER :	PROCÉDURE DE CLASSIFICATION
Flam. Liq. 3	H226 Liquide et vapeurs inflammables.	Sur la base des données de test.
Eye Dam. 1	H318 Provoque des lésions oculaires graves.	Classification harmonisée (légale).
STOT SE 3	H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.	Classification harmonisée (légale).

### 2.2 ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE

#### 2.2.1 ÉTIQUETAGE DU MÉLANGE SELON LE RÈGLEMENT (CE) NO 1272/2008

► Pictogrammes de danger :



► Terme d'avertissement :  
Danger

► Instructions de danger :

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.

# Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

## ASEPTOPRINT® Spray

Version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Remplace la version : 4.0.0 | Date : 01.02.2015 || Français

### ► Mises en garde :

P210	Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.
P233	Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P280.2	Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer.
P501.1	Éliminer le contenu/récipient en fonction des lois en vigueur.

### ► Informations supplémentaires sur les dangers (CE) :

– No supplementary labelling requirements according to Regulation (EC) 1272/2008.

### 2.3 AUTRES DANGERS

Ce mélange n'est pas une substance persistante, bioaccumulative et toxique (PBT) ni très persistante et très bioaccumulative (vPvB) selon REACH, annexe XIII.

## 3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

### 3.1 SUBSTANCES

Ce produit est un mélange (voir section 3.2).

### 3.2 MÉLANGES

#### 3.2.1 INGRÉDIENTS DANGEREUX

##### CLASSIFICATION SELON LE RÈGLEMENT (CE) NO 1272/2008

Nom	Numéro CAS	Numéro EINECS	Numéro d'indice	Numéro REACH	Catégories de dangers	Instructions de danger	Concentration
Éthanol	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43-0350	Flam. Liq. 2	H225	15% - < 30%
Propane-1-ol	71-23-8	200-746-9	603-003-00-0	05-2115478940-37-0000	Flam. Liq. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3	H225, H318, H336	15% - < 30%
Propane-2-ol	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	05-2115478264-41-0000	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225, H319, H336	1% - < 2.5%

#### 3.2.2 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour le libellé intégral des phrases R- et H- indiquées, voir la section 16.

# Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

## ASEPTOPRINT® Spray

Version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Remplace la version : 4.0.0 | Date : 01.02.2015 || Français

### 4 PREMIERS SECOURS

#### 4.1 DESCRIPTION DES PREMIERS SOINS

##### 4.1.1 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Assurer sa propre sécurité. Porter un équipement de protection personnel approprié. Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Faire sortir toute personne de la zone de danger. En cas de perte de connaissance ou de risque de perte de connaissance, appeler immédiatement un médecin et administrer les premiers soins. Ceux-ci doivent être apportés par un personnel compétent. Lors de recherche d'un médecin, montrer cette fiche de données de sécurité sur les matériaux.

##### 4.1.2 APRÈS INHALATION

Assurer sa propre sécurité contre les vapeurs ou les aérosols de produit. Déplacer toute personne concernée d'une zone d'exposition vers l'air extérieur. Ne pas laisser les personnes seules. Appeler un médecin si la respiration est difficile ou si de la toux ou d'autres symptômes se développent. Desserrer les vêtements tels qu'un col, une cravate ou une ceinture.

##### 4.1.3 APRÈS LE CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Nettoyer la peau avec beaucoup d'eau froide. Ne pas utiliser de solvants. Appeler un médecin si une irritation ou d'autres symptômes se développent. Laver les vêtements avant de les réutiliser.

##### 4.1.4 APRÈS LE CONTACT AVEC LES YEUX

Nettoyer immédiatement les yeux avec de l'eau courante, tout en écartant les paupières avec les doigts, pendant au moins 15 minutes ou tant que l'irritation persiste. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, au bout de 5 minutes, et continuer à rincer les yeux. Ne pas laisser la victime se frotter les yeux ni les maintenir fermés. Toujours apporter immédiatement des soins médicaux et consulter un ophtalmologiste, même en l'absence de dommages apparents.

##### 4.1.5 APRÈS INGESTION

Rincer la bouche avec de l'eau et faire boire beaucoup d'eau à la victime. Ne pas provoquer de vomissement. En cas de vomissement naturel, faire pencher en avant la victime et lui donner à nouveau de l'eau. Ne rien administrer à une personne dans un état semi-conscient ou inconscient. Appeler immédiatement un médecin.

#### 4.2 PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFÉRÉS

Les symptômes suivants peuvent se produire : rougeur de la peau et des yeux, nausée, vomissement, douleur abdominale, paralysie respiratoire, vertiges, inconscience, perte de conscience, dépression du système nerveux central.

#### 4.3 INDICATION DES ÉVENTUELS SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES

Traiter selon les symptômes.

### 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

#### 5.1 MOYENS D'EXTINCTION

##### 5.1.1 EXTINCTEUR ADAPTÉ

Eau pulvérisée, dioxyde de carbone, mousse stable à l'alcool, agents extincteurs solides.

# Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

## ASEPTOPRINT® Spray

Version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Remplace la version : 4.0.0 | Date : 01.02.2015 || Français

- 5.1.2 **EXTINCTEUR NON ADAPTÉ POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ**  
Jet d'eau.
- 5.2 **DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE**  
Les matériaux en combustion peuvent libérer une fumée épaisse contenant des gaz irritants et/ou toxiques, des vapeurs et / ou des fumées. Des vapeurs peuvent générer des mélanges explosifs au contact de l'air.
- 5.3 **CONSEILS AUX POMPIERS**
- 5.3.1 **DISPOSITIF DE PROTECTION POUR LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE**  
Porter un appareil respiratoire adapté.
- 5.3.2 **AUTRES INDICATIONS**  
Ne pas inhaler les fumées d'explosion ou d'incendie. Prendre les mesures appropriées de lutte contre l'incendie pour le feu. Les substances d'incendie et l'eau contaminée de lutte contre l'incendie doivent être éliminées en respectant les instructions des collectivités locales.

## 6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- 6.1 **PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES D'URGENCE**  
Porter un équipement de protection adéquat. Assurer une ventilation adaptée. Supprimer toutes les sources d'inflammation. Ne pas ouvrir le contenant primaire sauf autorisation. Interdire l'accès à la zone tant que le nettoyage n'est pas terminé.
- 6.2 **PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**  
Maîtriser le débordement avec un matériau absorbant tel que du sable, de la vermiculite ou un liant universel.
- 6.3 **MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE**  
Arrêter la fuite s'il n'y a pas de danger à le faire. Petits débordements : Absorber à l'aide d'une matière inerte et placer dans un conteneur à déchets portant une étiquette appropriée. Grands débordements : Collecter en vue d'une élimination ultérieure en fonction des réglementations locales, provinciales, étatiques ou fédérales. Pour les considérations relatives à l'élimination, voir la section 13. Rincer à l'eau froide pour le nettoyage final.
- 6.4 **RÉFÉRENCE À D'AUTRES SECTIONS**  
For instructions for safe handling, disposal, and personal protection equipment see sections 07, 08, and 13.

## 7 MANIPULATION ET STOCKAGE

- 7.1 **PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER**  
Lire les instructions relatives au produit avant de l'utiliser. Porter un équipement de protection adéquat (lire la section 08). Ouvrir le flacon avec soin. Éviter de respirer des fumées / aérosols. Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Conserver toutes les étiquettes d'avertissement et d'identité. Toute utilisation anormale ou non autorisée de ce produit peut provoquer des lésions physiques ou des dommages matériels.
- 7.1.1 **INSTRUCTIONS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPLOSION**  
Tenir à distance de sources d'inflammation. Ne pas fumer. Tenir à distance de la chaleur. Lors de l'utilisation du produit, des composants volatils et inflammables peuvent être libérés. Des vapeurs peuvent générer un mélange explosif au contact de l'air.

# Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

## ASEPTOPRINT® Spray

Version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Remplace la version : 4.0.0 | Date : 01.02.2015 || Français

- 7.1.2 CONSEILS D'ORDRE GÉNÉRAL EN MATIÈRE D'HYGIÈNE DU TRAVAIL**  
Ne pas manger, boire ni fumer pendant le travail. Avant les pauses et après le travail, se laver soigneusement les mains. Utiliser de la crème pour protéger vos mains. Manipuler le produit selon les règles d'hygiène industrielles et les mesures de sécurité appropriées.
- 7.2 CONDITIONS D'UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D'ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS**
- 7.2.1 EXIGENCES RELATIVES AUX LOCAUX ET RÉSERVOIRS DE STOCKAGE**  
Maintenir hors de portée des enfants et des personnes non familiarisées à l'utilisation correcte du produit. Conserver le flacon d'origine uniquement. Ne pas utiliser un flacon vide ayant contenu un autre produit ou ayant été utilisé à d'autres fins. Les palettes complètes ne doivent pas être empilées. S'assurer qu'un revêtement de sol dense résiste aux acides, aux bases et aux solvants. Utiliser une baignoire de sol sans vidange des eaux usées.
- 7.2.2 AUTRES INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS DE STOCKAGE**  
Maintenir le flacon bien fermé. Stocker à la température ambiante. Éviter le gel et les températures supérieures à 30°C. Stocker dans un endroit sec et bien aéré. Ne pas stocker pendant de longues périodes à la lumière directe du soleil. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et de respecter les réglementations applicables.
- 7.2.3 STOCKAGE AVEC DIFFÉRENTS PRODUITS**  
Stocker séparément des boissons, de la nourriture et des aliments. Stocker séparément des acides forts, des bases et des agents oxydants.
- 7.3 UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIÈRE(S)**  
Voir la section 01 ou la fiche technique.

## 8 CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1 PARAMÈTRES DE CONTRÔLE

#### 8.1.1 COMPOSANTS COMPORTANT DES LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

SUBSTANCES	NUMÉRO CAS	VALEURS LIMITES À LONG TERME (MG/M3)	VALEURS LIMITES À COURT TERME (MG/M3)
ÉTHANOL	64-17-5	960 (MAK CH; SUVA 2015).	1920 (4X15 MIN.; STEL CH; SUVA 2015).
PROPANE-1-OL	71-23-8	500 (MAK CH; SUVA 2015).	AUCUNE LIMITE D'EXPOSITION À COURT TERME (CH; SUVA 2015).
PROPANE-2-OL	67-63-0	500 (MAK CH; SUVA 2015).	1000 (4X15 MIN.; STEL CH; SUVA 2015).

#### 8.1.2 COMPOSANTS COMPORTANT DES LIMITES BIOLOGIQUES

SUBSTANCES	NUMÉRO CAS	VALEURS LIMITES (MG/M3)
ÉTHANOL	64-17-5	AUCUNE VALEUR LIMITE BIOLOGIQUE.
PROPANE-1-OL	71-23-8	AUCUNE VALEUR LIMITE BIOLOGIQUE.
PROPANE-2-OL	67-63-0	AUCUNE VALEUR LIMITE BIOLOGIQUE.

### 8.2 CONTRÔLES DE L'EXPOSITION

#### 8.2.1 CONTRÔLES TECHNIQUES APPROPRIÉS

Voir la section 07. Aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire.

# Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

## ASEPTOPRINT® Spray

Version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Remplace la version : 4.0.0 | Date : 01.02.2015 || Français

### 8.2.2 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- ▶ Protection des yeux / du visage :  
Porter des lunettes de sécurité pendant l'utilisation.
- ▶ Protection de la peau :  
**Protection des mains**  
Contact à court terme : Gants avec indice de protection d'au moins Classe 2 (Norme EN 374, temps de pénétration > 30 min) pour les substances de la classe A. Contact à long terme : Gants avec indice de protection d'au moins Classe 6 (Norme EN 374, temps de pénétration > 480 min) pour les substances de la classe A. Classe A : alcools primaires).  
**Autre**  
Non requis pendant l'utilisation normale.
- ▶ Protection des voies respiratoires :  
Éviter la formation d'aérosols. Utiliser une protection des voies respiratoires en cas de formation d'aérosols.
- ▶ Mesures générales de protection :  
Éviter le contact avec les yeux et la peau.

### 8.2.3 CONTRÔLES D'EXPOSITION LIÉS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Observer les précautions d'usage lors de la manipulation des produits chimiques.

## 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1 INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES

#### 9.1.1 GÉNÉRALITÉS

Coleur:	Incolore
Etat physique:	Liquide clair, non visqueux
Parfum:	D'alcool, citron

# Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

## ASEPTOPRINT® Spray

Version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Remplace la version : 4.0.0 | Date : 01.02.2015 || Français

### 9.1.2 INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET L'ENVIRONNEMENT

Valeur pH:	Neutre
Valeur pH en solution aqueuse	Non applicable (Solution prête-à-l'emploi).
Point de fusion (°C) :	Aucune donnée disponible.
Point d'ébullition (°C) :	Aucune donnée disponible.
Point d'éclair (°C) :	26
Inflammabilité	Le produit est inflammable
Propriétés explosives :	Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.
Limite d'explosion inférieure (%) :	Non applicable.
Valeur d'explosion supérieure (%) :	Non applicable.
Propriétés oxydantes :	Le produit ne comporte pas de propriétés oxydantes.
Pression de la vapeur (kPa) :	Aucune donnée disponible.
Densité relative (g/cm <sup>3</sup> ) :	0.9
Solubilité / Miscibilité :	Entièrement miscible dans l'eau.
Coefficient de répartition eau/octanol (log Pow) :	Non applicable.
Viscosité (mPas) :	Aucune donnée disponible.
Densité de vapeur par rapport à l'eau :	Aucune donnée disponible.
Vitesse d'évaporation :	Aucune donnée disponible.
Température de combustion spontanée (°C) :	Ce produit ne possède pas de propriétés d'autoallumage.
Température de décomposition (°C) :	Non applicable.

### 9.2 AUTRES INFORMATIONS

Conductivité (mS/cm) :	Aucune donnée disponible.
------------------------	---------------------------

Les valeurs sensibles à la température et/ou la pression sont normalisées à 20 °C et 1013 hPa.

## 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### 10.1 RÉACTIVITÉ

Le mélange n'est pas réactif.

### 10.2 STABILITÉ CHIMIQUE

Stable à des températures et une pression normales jusqu'à la date d'expiration imprimée sur le flacon. Le contact avec des flammes nues peut provoquer une inflammation.

### 10.3 POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES

Aucune réaction dangereuse telle que la polymérisation ne se produit.



# Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

## ASEPTOPRINT® Spray

Version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Remplace la version : 4.0.0 | Date : 01.02.2015 || Français

- 10.4 CONDITIONS À ÉVITER**  
Éviter la chaleur, les flammes, les étincelles et autres sources d'inflammation. Les flacons peuvent se casser ou exploser s'ils sont exposés à une chaleur intense. Éviter les conditions au-delà de celles mentionnées dans la section 07.
- 10.5 MATIÈRES INCOMPATIBLES**  
Éviter le contact avec les matières sensibles à l'alcool.
- 10.6 PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX**  
Aucun produit de décomposition dangereux en cas de conditions normales de stockage et d'utilisation.

## 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- 11.1 INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES**
- 11.1.1 TOXICITÉ AIGUË PAR VOIE ORALE**  
LD50 (rat) > 5000 mg/kg
- 11.1.2 TOXICITÉ AIGUË PAR VOIE CUTANÉE**  
Aucune donnée disponible.
- 11.1.3 TOXICITÉ AIGUË PAR INHALATION**  
Aucune donnée disponible.
- 11.1.4 IRRITATION ET CORROSIVITÉ CUTANÉE / DES MUQUEUSES**  
Aucune irritation envisagée. Une exposition répétée peut provoquer une sécheresse ou des gerçures de la peau.
- 11.1.5 IRRITATION ET CORROSIVITÉ OCULAIRES**  
Risque de lésions oculaires graves.
- 11.1.6 SENSIBILISATION**  
Aucune sensibilisation envisagée.
- 11.1.7 TOXICITÉ PAR ADMINISTRATION RÉITÉRÉE**  
Ce produit ne présente pas de toxicité chronique connue.
- 11.1.9 EFFETS CMR (CANCÉROGÉNÉCITÉ, MUTAGÉNÉCITÉ ET TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION)**  
Ce produit ne contient pas d'ingrédients ayant des effets toxiques de carcinogénéicité , mutagénéicité ou sur la reproduction.
- 11.1.10 CONSEIL SUPPLÉMENTAIRE SUR LA TOXICOLOGIE**  
Le produit a été classé en termes toxicologiques sur la base des résultats de la procédure de calcul soulignée dans la directive générale sur les mélanges (1999/45/CE). Il n'existe pas de données provenant des essais toxicologiques concernant le produit. Les valeurs de toxicité aiguë, d'irritation et de sensibilisation de la peau et des muqueuses et du potentiel mutagène du produit ont été évaluées sur la base des données relatives aux ingrédients du produit. Il manque des données appropriées pour certains ingrédients. Selon l'expérience du fabricant, aucun danger autre que ceux déclarés sur l'étiquette n'est à craindre.

# Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

## ASEPTOPRINT® Spray

Version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Remplace la version : 4.0.0 | Date : 01.02.2015 || Français

## 12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### 12.1 TOXICITÉ

La libération de volumes présents dans nos emballages ne devrait pas avoir des effets écotoxiques. La libération de plusieurs emballages de ce produit peut avoir des effets toxiques temporaires et localisés sur des organismes aquatiques et terrestres. Ce produit ne devrait pas affecter de manière négative le fonctionnement des usines de traitement des eaux usées. Il n'existe pas de données provenant des tests écotoxicologiques concernant le produit. Le risque écotoxicologique a été évalué en fonction des données relatives aux ingrédients et concentrations disponibles pour le produit.

### 12.2 PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ

Les ingrédients du produit disposent de propriétés de biodégradation satisfaisantes. Les tensio-actifs inclus dans le produit respectent les exigences relatives à la biodégradation définie dans le règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents. Dans les usines de traitement des eaux usées, la biodégradabilité peut être classée comme élevée en fonction des données disponibles.

#### BIODÉGRADATION DE SUBSTANCES ADÉQUATES DU MÉLANGE

SUBSTANCES	NUMÉRO CAS	BIODÉGRADATION
ÉTHANOL	64-17-5	94% (MÉTHODE OECD 301 E).
PROPANE-1-OL	71-23-8	75% (20 D, FACILEMENT BIODÉGRADABLE).
PROPANE-2-OL	67-63-0	95% (21 D, FACILEMENT BIODÉGRADABLE).

### 12.3 POTENTIEL DE BIOACCUMULATION

En fonction des données disponibles, aucun ingrédient de produit n'est susceptible de présenter un risque bioaccumulatif.

### 12.4 MOBILITÉ DANS LE SOL

Le produit ne devrait pas être mobile sur de longues distances étant donné que tous les ingrédients présentent une bonne biodégradabilité. La tension superficielle et les cinétiques d'absorption / désorption ne s'appliquent pas au produit.

### 12.5 RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS PBT ET VPVB

Ce produit ne contient pas de substance PBT-/vPVB comme indiqué dans REACH, Annexe XIII.

### 12.6 AUTRES EFFETS NÉFASTES

Le produit ne contient pas d'ingrédients présentant un risque d'appauvrissement en ozone ni de risque de réchauffement de la planète. Le produit ne contient pas de métaux lourds ni leurs composants comme indiqué dans 2006/11/EG. Il ne contient pas de composés organohalogénés absorbables (AOX). Le produit contient des composés organiques volatils (COV).

## 13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### 13.1 MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

# Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

## ASEPTOPRINT® Spray

Version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Remplace la version : 4.0.0 | Date : 01.02.2015 || Français

### 13.1.1 ÉLIMINATION DU PRODUIT

Pour l'élimination, respecter les réglementations nationales et locales. Code CED des déchets numéro : 070699 (Groupe : Déchets provenant de la FFDU des graisses, huiles, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques). De petites quantités de ce produit (à peu près 500 ml par jour) peuvent être éliminées via le système des eaux usées après dilution 1:5 avec de l'eau plate.

### 13.1.2 ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE CONTAMINÉ

Les emballages vides peuvent être considérés comme des déchets ménagers ou être recyclés après nettoyage avec de l'eau. Traiter l'emballage contenant le produit de la même manière que le produit. Lorsque c'est possible, des références aux réglementations locales relatives à l'élimination sont indiquées dans la section 15 du MSDS. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et de respecter les réglementations applicables.

## 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 NUMÉRO ONU  
1987

14.2 DÉSIGNATION DE TRANSPORT ONU CORRECTE

14.2.1 ADR/RID/SDR  
ALCOOLS, N.S.A. (Éthanol, 1-Propanol)

14.2.2 CODE IMDG / ICAO-TI / IATA-DGR  
ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol, 1-Propanol)

14.3 CLASSE(S) DE DANGER POUR LE TRANSPORT  
3 (Flammable liquids)

14.4 GROUPE D'EMBALLAGE  
III (Substances présentant un danger faible)

14.4.1 HAZARD LABEL  
3

14.4.2 LQ  
5 I

14.5 DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT  
ADR/RID / Code IMDG / ICAO-TI / IATA -DGR : Aucun  
Polluant marin : Non

14.6 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE PAR L'UTILISATEUR  
Voir les sections 06 à 08.

14.7 TRANSPORT EN VRAC CONFORMÉMENT À L'ANNEXE II DE LA CONVENTION MARPOL 73/78 ET AU RECUEIL IBC  
Ce produit n'est pas livré en vrac selon l'annexe II de MARPOL73/78 et du recueil IBC.

# Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

## ASEPTOPRINT® Spray

Version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Remplace la version : 4.0.0 | Date : 01.02.2015 || Français

### 15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

#### 15.1 RÉGLEMENTATIONS/LÉGISLATION PARTICULIÈRES À LA SUBSTANCE OU AU MÉLANGE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, DE SANTÉ ET D'ENVIRONNEMENT

Le produit a été classé et marqué en fonction de la directive 1272/2008/CE (CLP). Le produit est conforme aux exigences du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), du règlement (CE) n° 648/2004 (règlement sur les détergents), du règlement (UE) n° 528/2012/UE (règlement sur les produits biocides) et de la directive 93/42/CE (directive sur les dispositifs médicaux) si applicable.

#### 15.1.1 RÉGLEMENTATIONS NATIONALES

Pour obtenir des informations supplémentaires, consulter la loi locale.

#### 15.2 ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour la substance ou le mélange.

### 16 AUTRES INFORMATIONS

#### LISTE DES PHRASES R- APPROPRIÉES, MENTIONS DE DANGER, MENTIONS DE SÉCURITÉ ET /OU MISES EN GARDE

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### CLASSIFICATION SELON LA DIRECTIVE 1999/45/CE

Xi: Irritant

R10 Inflammable.

R41 Risque de lésions oculaires graves.

R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

# Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

## ASEPTOPRINT® Spray

Version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Remplace la version : 4.0.0 | Date : 01.02.2015 || Français

### ÉTIQUETAGE SELON LA DIRECTIVE 1999/45/CE

► Symbole :



Xi: Irritant

► Phrases R :

R10 Inflammable. R41 Risque de lésions oculaires graves. R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

► Phrases S :

S2 Conserver hors de la portée des enfants. S16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. S23 Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

### CONSEIL DE FORMATION

Avant d'utiliser ce produit, lire attentivement cette feuille de données de sécurité sur les matériaux. Pour des informations détaillées, consulter la fiche technique. Seule une personne qualifiée peut utiliser ce produit.

### SOURCES DES DONNÉES PRINCIPALES

Les fiches de données de sécurité sur les matériaux des fournisseurs d'ingrédients, la littérature scientifique ainsi que les réglementations actuelles ont servi de base pour la préparation de cette fiche.

### INDICATION DE MODIFICATION

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

### MOTIF DE LA RÉVISION

Adaptation au changement au niveau des réglementations.

### ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES

Les abréviations et les acronymes utilisés dans ce document sont accessibles sur le site [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

### AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité sur les matériaux sont basées sur les connaissances et l'expérience actuelles du fabricant. Elles sont fournies pour des raisons de sécurité uniquement. Elles sont établies en toute bonne foi et ne constituent pas une garantie relative aux propriétés spécifiques du produit. Les informations n'impliquent pas une relation contractuelle juridiquement valable. Les utilisateurs doivent mener leurs propres recherches afin de déterminer le bien-fondé des informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sur les matériaux pour leurs propres besoins. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de respecter toutes les lois et réglementations applicables. Toute utilisation du produit non conformément à cette fiche de données de sécurité sur les matériaux ou impliquant l'utilisation du produit en association avec d'autres produits ou processus est de la responsabilité de l'utilisateur. Les données des sections 04 à 08 et 10 à 12 font partiellement référence à la libération de grandes quantités et non à l'application ou l'utilisation correcte du produit. Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sur les matériaux doivent être fournies à tous ceux qui vont utiliser, manipuler, stocker, transporter ou qui seront exposés à ce produit. Toute responsabilité est déclinée concernant la précision ou l'exhaustivité des informations fournies dans tous les cas.

### Alerte de mise à jour MSDS

Vous avez l'obligation juridique de toujours disposer du MSDS le plus récent de vos fournisseurs. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir les alertes de mise à jour des MSDS. OCC Switzerland vous informera immédiatement en cas de modification d'un MSD

Visite : [www.orooclean.com](http://www.orooclean.com)